

Produkt Datenblatt

Externe Qualitätskontrollprobe für Ringversuche (EQAS)

Systemische Inflammation und Sepsis

Produkt
Beschreibung: Diese externe Qualitätskontrollprobe garantiert bei der Durchführung von Ringversuchen eine Bewertung der Zuverlässigkeit Ihres Messsystems für systemische Inflammation und Sepsis.

Produktnummer	01002
Volumen	1 ml
Material	humanes Serum
Darreichung	Gefroren oder lyophilisiert. Das lyophilisierte Produkt sollte in Aqua dest. rekonstituiert werden
Spezifikation	C-reaktives Protein (CRP) und Procalcitonin (PCT) Konzentrationen werden nach Ihren Wünschen eingestellt.
Analyse	Testmethode Ihrer Wahl
Infektiologie	Das bereitgestellte Material wurde mit Hilfe CE-gekennzeichneter Messsysteme auf HIV-I/II-AK, p24 Ag, HCV-AK und HBs-Ag negativ getestet. Die Anwesenheit eines HIV-, Hep-C oder Hep-B-Virus ist dennoch nicht vollständig auszuschließen, weshalb die Probe wie andere potentiell infektiöse Materialien zu behandeln ist.
Bemerkung	Nur für Forschungszwecke.
Transport	Auf Trockeneis
Lagertemperatur	< -20°C
Qualitätskontrolle	in.vent DIAGNOSTICA GMBH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003
Preis	Auf Anfrage