

Produkt Datenblatt

Externe Qualitätskontrollprobe für Ringversuche (EQAS)

Zöliakie

Produkt Beschreibung: Diese externe Qualitätskontrollprobe garantiert bei der Durchführung von Ringversuchen eine Bewertung der Zuverlässigkeit Ihres Messsystems für Zöliakie.

Produktnummer	01005
Volumen	0,6 ml
Material	humanes Serum
Darreichung	Gefroren oder lyophilisiert. Das lyophilisierte Produkt sollte in Aqua dest. rekonstituiert werden
Spezifikation	Relevante Autoantikörper: Endomysium Antikörper (IgA), Gliadin Antikörper (IgG, IgA), Tissue-Transglutaminase Antikörper (IgG, IgA) Konzentrationen der Autoantikörper werden nach Ihren Wünschen eingestellt.
Analyse	Testmethode Ihrer Wahl
Infektiologie	Das bereitgestellte Material wurde mit Hilfe CE-gekennzeichneter Messsysteme auf HIV-I/II-AK, p24 Ag, HCV-AK und HBs-Ag negativ getestet. Die Anwesenheit eines HIV-, Hep-C oder Hep-B-Virus ist dennoch nicht vollständig auszuschließen, weshalb die Probe wie andere potentiell infektiöse Materialien zu behandeln ist.
Bemerkung	Nur für Forschungszwecke.
Transport	Auf Trockeneis
Lagertemperatur	< -20°C
Qualitätskontrolle	in.vent DIAGNOSTICA GMBH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003
Preis	Auf Anfrage