

Produkt Datenblatt

Kollektiv

Kollagenosen

Produkt Beschreibung: Das Kollektiv findet Anwendung bei der Validierung von Assay Systemen für Kollagenosenparameter oder im Vergleich verschiedener Assays untereinander. Darüber hinaus kann das Kollagenosenkollektiv als Standardmaterial eingesetzt werden.

| | |
|---------------------------|--|
| Produktnummer | 01006 |
| Kollektiv | 500 x 0.5 ml |
| Material | humanes Serum |
| Darreichung | Gefroren |
| Spezifikationen | <p>Das Kollektiv bietet einen repräsentativen Querschnitt verschiedener Kollagenosen mit einer tiefen klinischen Dokumentation (Alter, Geschlecht, Diagnose). Die Messwerte der einzelnen Parameter werden auf einem digitalen Produktdatenblatt mitgeliefert.</p> <p>Das Kollektiv beinhaltet folgende Indikationen: Rheumatoide Arthritis, Progressive Systemische Sklerodermie, Systemischer Lupus Erythematodes, Sjögren´s Syndrom, Vaskulitiden, Autoimmune Leber Erkrankungen etc.</p> <p>Sämtliche Proben sind nummeriert, mit einem Barcode versehen und anonymisiert. Die Lieferung erfolgt numerisch sortiert in einer gefrierfähigen Pappbox.</p> |
| Analyse | Das Kollektiv beinhaltet Messwerte der folgenden Parameter: ACA, AMA, ANA, p-ANCA, MPO, c-ANCA, PR-3, anti-Cardiolipin, anti-CCP, anti-dsDNA, Jo-1, RF, SS-A, SS-B, Scl-70, Pm-Scl-100, Sm etc. |
| Infektiologie | Das bereitgestellte Material wurde mit Hilfe CE-gekennzeichneter Messsysteme auf HIV-I/II-AK, p24 Ag, HCV-AK und HBs-Ag negativ getestet. Die Anwesenheit eines HIV-, Hep-C oder Hep-B-Virus ist dennoch nicht vollständig auszuschließen, weshalb die Probe wie andere potentiell infektiöse Materialien zu behandeln ist. |
| Shipping | Trockeneis |
| Lagertemperatur | < -20°C |
| Qualitätskontrolle | in.vent DIAGNOSTICA GMBH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003 |
| Sonstiges | Das Kollektiv kann mehrmals bestellt werden. |
| Preis | 500 Patientenproben à 0.5 ml 6,500.00 € |