

Produkt Datenblatt

Kollektiv

Autoimmunologie

Produkt Beschreibung: Das Kollektiv findet Anwendung bei der Validierung von Assay Systemen für zahlreiche Autoimmunparameter oder im Vergleich verschiedener Assays untereinander. Darüber hinaus kann das Autoimmunkollektiv als Standardmaterial eingesetzt werden.

Produktnummer	01007
Produktumfang	25-100 x 0.5 ml
Material	humanes Serum
Darreichung	Gefroren
Spezifikationen	<p>Das Kollektiv bietet einen repräsentativen Querschnitt verschiedener Autoimmunerkrankungen mit einer tiefen klinischen Dokumentation (Alter, Geschlecht, Diagnose). Die Messwerte der einzelnen Parameter werden auf einem digitalen Produktdatenblatt mitgeliefert.</p> <p>Das Kollektiv beinhaltet folgende Indikationen: Rheumatoide Arthritis (01007-1), Chronisch Entzündliche Darmerkrankungen (01007-2), Bindegewebserkrankungen (01007-3), Diabetes Typ I (01007-4), Zöliakie (01007-5), Autoimmune Schilddrüsenerkrankungen (01007-6) etc.</p> <p>Sämtliche Proben sind nummeriert, mit einem Barcode versehen und anonymisiert. Die Lieferung erfolgt numerisch sortiert in einer gefrierfähigen Pappbox.</p>
Analyse	Das Kollektiv beinhaltet Messwerte verschiedener Autoimmunparameter
Infektiologie	Das bereitgestellte Material wurde mit Hilfe CE-gekennzeichneter Messsysteme auf HIV-I/II-AK, p24 Ag, HCV-AK und HBs-Ag negativ getestet. Die Anwesenheit eines HIV-, Hep-C oder Hep-B-Virus ist dennoch nicht vollständig auszuschließen, weshalb die Probe wie andere potentiell infektiöse Materialien zu behandeln ist.
Shipping	Trockeneis
Lagertemperatur	< -20°C
Qualitätskontrolle	in.vent DIAGNOSTICA GMBH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003
Sonstiges	Das Kollektiv kann mehrmals bestellt werden.
Preis	100 Patientenproben à 1,0 ml 1.500,00 €