



Produkt Datenblatt

Individuelle Qualitätskontrollproben

Autoimmunität

Produkt Beschreibung: Diese Qualitätskontrollprobe garantiert bei der Durchführung von internen Qualitätskontrollen eine Bewertung der Zuverlässigkeit Ihres Messsystems für autoimmune Erkrankungen.

Produktnummer	01008
Volumen	1.0 ml
Material	Humanes Serum
Darreichung	Gefroren oder lyophilisiert. Das lyophilisierte Produkt sollte in Aqua dest. rekonstituiert werden
Spezifikationen	Beinhaltet alle relevanten Autoantikörper für definierte Autoimmunerkrankungen. Konzentrationen der Autoantikörper werden nach Ihren Wünschen eingestellt.
Analyse	Testmethode Ihrer Wahl
Infektiologie	Das bereitgestellte Material wurde mit Hilfe CE-gekennzeichneter Messsysteme auf HIV-I/II-AK, p24 Ag, HCV-AK und HBs-Ag negativ getestet. Die Anwesenheit eines HIV-, Hep-C oder Hep-B-Virus ist dennoch nicht vollständig auszuschließen, weshalb die Probe wie andere potentiell infektiöse Materialien zu behandeln ist.
Bemerkung	Nur für Forschungszwecke.
Transport	Auf Trockeneis
Lagertemperatur	<-20°C
Qualitätskontrolle	in.vent DIAGNOSTICA GMBH ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003
Preis	Auf Anfrage